

OXA IOD BASE

Sellador de pezones en base yodo aplicado por pulverización manual o automática mediante robot de ordeño

DESCRIPCIÓN

Producto líquido aséptico formulado a base de povidona yodada, emolientes y correctores de pH, para tratamiento tópico pre y post-ordeño.

CARACTERÍSTICAS

OXA - IOD BASE es un líquido fluido que, aplicado sobre el pezón, protege al pezón contra la suciedad y los microorganismos.

Los suavizantes que contiene acondicionan la piel evitando las irritaciones que pueden degenerar en patologías.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto por inmersión de los pezones mediante copa aplicadora de forma manual tras el ordeño o bien por pulverización con un spray manual o bien mediante un sistema automático como un robot de ordeño.

Secar completamente los pezones antes de aplicar las pezoneras para ordeñar.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido fluido color marrón rojizo
pH (20° C, producto puro):	4.5 - 5.0
Yodo:	2000 ppm
Peso específico (20° C):	Aprox. 1 g/ml

ENVASES

Bombonas de plástico (HDPE) de 20 kg.

Bidones de plástico (HDPE) de 200 kg.

Contenedores 1000 kg.

APLICACIONES

Se emplea después de cada ordeño, para mantener la higiene necesaria y evitar así posibles infecciones a nivel de las glándulas mamarias de las vacas, ovejas, cabras, etc. Asimismo, actúa como protector aséptico y sellador del poro del pezón. También se puede aplicar como pre-dipping antes del ordeño.

CYGYC BIOCON SL
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
C/Bèlgica 5 08520 – 93 849 34 55



SEGURIDAD E HIGIENE

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H319

Registro de productos zoosanitarios nº HCM-0050